

SIMPLETaste

BATHROOM SCALE



1byone Products Inc.
1230 E Belmont Street, Ontario, CA 91761
Customer Service: +1 909-391-3888
www.1byone.com


Instruction Manual/Bedienungsanleitung/Manuel d'instructions
Manual de instrucciones/Manuale di istruzioni

Introduction

Thank you for purchasing SimpleTaste Bathroom Scale. This instruction manual contains important information about safety, usage, and disposal. Use the product as described and keep this manual for future reference. If you sell this scale or pass it on, also give this manual to the new owner.

Appliance Description

1. LCD display
2. Battery compartment
3. Unit button



Safety Instructions

Intended Use

This product is only authorized for domestic use and not for commercial or industrial purposes. It is only intended for applications described in these instructions.

Safety Information

- Do not immerse the scale in water or other liquids.
- Do not place the scale on carpets or soft surfaces. Only place on solid and flat surfaces.
- Do not step on the scale with wet feet and do not use the scale if the platform is moist. Moisture will cause the scale's surface to become

slippery.

- When using the scale for the first time, or when changing its location, it should be turned on, off, and on again. It's surface should also be free of any objects. Failure to do this may result in inaccurate measurements.
- Always keep batteries out of the reach of infants and young children to prevent them from being swallowed. If swallowed, take immediate action and contact medical authorities for help.

Cleaning

Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not use any chemical/abrasive cleaning agents.

Storage

If you do not intend to use the scale for a long period of time, remove the batteries and store the scale in a clean, dry place away from direct sunlight.

Operation

Included Items

- 1 x Bathroom scale
- 3 x AAA batteries


Before using the scale for the first time, check the package contents to ensure all parts are free of visible damage.

Inserting batteries


To insert the batteries, open the battery compartment on the rear of the scale and remove the compartment cover. Insert 3 AAA batteries, paying attention to the correct polarity.

Select unit before use

1. Wait until "0.0lb" appears.




2. Press the UNIT button on the rear of the scale to select the desired unit (kg, lb, or st).




Note: After selecting the unit, place the scale on a solid and flat surface and start the measurement as described below. The scale will shut off automatically after 10 seconds of inactivity.

Measuring (with lb unit selected)

1. Place the scale on a solid and flat surface.
2. Stand on the scale to turn it on.




3. Stand still and the display will blink three times presenting the confirmed weight measurement. The scale will then turn off after 10 seconds.




Note: If you want to measure again, please step off completely and then step back on the scale.

Indication messages

- "Lo" is shown when battery power is low. The scale will then turn off after a few seconds. Please replace with new batteries.



- "Err" is shown when the scale is overloaded. Please remove the weight on the scale immediately to protect the sensors.



Specifications

Capacity: maximum 180kg/400lb

Graduation: 0.05kg/0.1lb

Weight unit: kg/lb/st:lb

Minimal weight: 5kg

Batteries: 3 x AAA

Disposal

Disposal of the appliance



Under no circumstances should you dispose of the appliance in normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the appliance via an approved disposal company or your municipal waste facility. Please observe currently applicable regulations. Please contact your waste disposal center if you need any further information.

Disposal of batteries



Used batteries may not be disposed of in household waste.

All consumers are statutorily required to dispose of batteries at a collection point provided by their local municipality or retail store.

The purpose of this obligation is to ensure batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.




The appliance's packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SimpleTaste Badezimmerwaage entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zum Umgang, Instandhaltung und Nutzung.

Teilebeschreibung

1. LCD Display
2. Batteriefach
3. Gewichtseinheitsknopf



Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet und darf nicht für den gewerblichen Gebrauch genutzt werden. Bitte nutzen Sie es nur, wie beschrieben.

Sicherheitsinformationen

- Lassen Sie die Waage nicht mit Flüssigkeiten in berührung kommen.
- Stellen Sie die Waage nicht auf eine weiche Unterlage oder einen Teppich. Nutzen Sie eine harte und flache Unterlage.
- Betreten Sie die Waage nicht mit nassen/feuchten Füßen und nutzen Sie die Waage nicht, wenn die Plattform feucht ist. Sie könnten auf dem Gerät ausrutschen!

- Wenn Sie die Waage zum ersten Mal nutzen, oder wenn Sie die Waage auf einen anderen Platz stellen, schalten Sie die Waage einmal an und wieder aus. Wenn dies nicht geschieht, können die Messungen fehlerhaft sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern sind. Wenn eine Batterie verschluckt wurde, kontaktieren Sie sofort einen Arzt.

Reinigung

Säubern Sie die Waage nur mit einem leicht feuchten Tuch. Nutzen Sie keine Reinigungsmittel.

Lagerung

Wenn Sie planen, die Waage für einen gewissen Zeitraum nicht mehr zu nutzen, entnehmen Sie die Batterie aus dem Gerät und stellen Sie die Waage an einen dunklen und trockenen Ort.

Nutzung

Paketinhalt

1x Badezimmerwaage

3x AAA Batterie


Bevor Sie die Waage nutzen, stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

Die Batterien einlegen


Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Waage und entfernen Sie die Abdeckung. Legen Sie die 3 AAA Batterien mit der richtigen Polarität ein.

Die Gewichtseinheit einstellen

1. Starten Sie die Waage und warten Sie bis "0.0lb" erscheint.




2. Drücken Sie den "UNIT" Knopf auf der Unterseite der Waage um die Einheit umzustellen (Kg, lb, oder st).




Notiz: Nachdem Sie die Einheit ausgewählt haben, stellen Sie die Waage auf eine harte und flache Oberfläche. Die Waage wird sich nach 10 Sekunden abschalten.

Messungen durchführen

1. Stellen Sie die Waage auf eine harte und flache Oberfläche.
2. Stellen Sie sich auf die Waage um diese anzuschalten




3. Stehen Sie still bis das LCD Display drei mal aufblinkt. Dies ist die Bestätigung der Messung. Die Waage wird sich nach 10 Sekunden automatisch abschalten.




Notiz: Um noch eine Messung durchzuführen, gehen Sie von der Waage und stellen Sie sich erneut drauf.

Benachrichtigungen

- "Lo" bedeutet, dass die Batterie fast leer ist. Bitte wechseln Sie die Batterie aus.



- "Err" wird angezeigt, wenn die Waage überladen ist. Bitte entfernen Sie das Gewicht auf der Waage. Das Maximum ist überschritten worden.



Spezifikationen

Kapazität: bis zu 180kg
 Messschritte: 0.05kg
 Gewichtseinheit: kg/lb/st:lb
 Minimalgewicht: 5kg
 Batterien: 3x AAA

Entsorgung

Gerät Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.
 Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie
 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien/Akkus entsorgen



Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien / Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.




Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Introduction

Merci pour l'achat de notre balance de salle de bain SimpleTaste. Ce manuel d'instruction contient d'importantes informations au sujet de la sécurité, l'utilisation et le recyclage de ce produit. Utiliser ce produit comme décrit et garder ce manuel pour future référence. Si vous vendez ce produit ou le donnez, veuillez également fournir le manuel d'utilisation.

Description de l'appareil

1. Ecran LDC
2. Compartiment batterie
3. Bouton



Consignes de sécurité

Utilisation

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial ou industriel. Veuillez l'utiliser conformément aux instructions dans ce manuel.

Informations de sécurité

- Ne pas immerger la balance dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas placer la balance sur un tapis ou des surfaces non dures. Uniquement la placer sur des surfaces solides et plates.
- Ne pas utiliser la balance avec des pieds mouillés et si la balance est humide. L'humidité peut rendre ce produit glissant.

- Lors de la première utilisation de la balance, ou pendant le changement de sa location, elle devrait être éteinte puis rallumée lorsqu'installée. Sa surface ne devrait pas contenir d'objet. Si ce n'est pas le cas, les résultats obtenus seront inexacts.
- Tenez toujours vos piles hors de la portée des enfants en bas âge. Si avalé, réagir immédiatement et contacter des médecins.

Entretien

Nettoyer la balance avec un chiffon mouillé.
Ne pas utiliser d'agents chimiques abrasifs.

Stockage

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la balance pour une longue période, retirer les piles et stocker la balance dans un endroit propre, sec et éloigné de la lumière du soleil.

Opération

Objets inclus

1 x Balance de salle de bains
3 x pile AAA


Avant d'utiliser la balance pour la première fois, vérifier que tous les composants ne sont pas endommagés.

Insérer les piles


Pour insérer les piles, ouvrir le compartiment des piles sur le côté de la balance puis retirer le couvercle. Insérer 3 piles AAA en respectant les polarités.

Sélectionner l'unité avant utilisation

1. Attendre avant que "0.0lb" n'apparaisse.




2. Presser sur le bouton UNIT sur le côté de la balance pour sélectionner l'unité désirée (kg, lb ou st).




Remarque: Après avoir sélectionné l'unité, placer l'unité sur une surface solide et plate et commencer à peser comme décrit ci-dessous. La balance va s'arrêter automatiquement après 10 secondes.

Mesurer (avec l'unité lb)

1. Placer la balance sur une surface solide et plate.
2. Se placer sur la balance et l'allumer.




3. Se placer debout sur la balance, l'écran clignote 3 fois en présentant le poids confirmé. La balance s'éteint au bout de 10 secondes.




Remarque : si vous voulez de nouveau peser, retirer vous complètement de la balance.

Messages

- "Lo" indique que la batterie est faible. La balance s'éteindra après quelques secondes. Veuillez remplacer les piles.



- "Err" indique que la balance est trop chargée. Veuillez retirer le poids de la balance immédiatement pour protéger les capteurs.



Caractéristiques

Capacité : maximum 180 kg
 Mesure : à 0,05 kg près
 Unité de poids : kg/lb/st/lb
 Poids minimum : 5kg
 Piles : 3 x AAA

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil



L'appareil ne doit en aucun cas être mis aux ordures ménagères normales. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2012/19/EU.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.

Mettre au rebut les piles/accus



Il est interdit de jeter les piles/accus aux ordures ménagères.

Chaque consommateur est légalement tenu de rapporter les piles/accumulateurs à un point de collecte de sa commune/son quartier ou dans le commerce. Cette obligation a pour objectif d'assurer le traitement écologique des piles et accus. Ne rejetez que des piles/accus à l'état déchargé.




L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.

Introducción

Gracias por la compra de SimpleTaste báscula de baño. Este manual de instrucciones contiene información importante sobre seguridad, uso y eliminación. Utilice el producto como está descrito y guarde este manual para referencias futuras. Si vende o regala esta báscula, entregue también este manual al nuevo propietario.

Descripción del aparato

1. Pantalla LCD
2. Compartimiento de la batería
3. Botón de la unidad



Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este producto sólo está autorizado para uso doméstico y no para fines comerciales o industriales. Solo está diseñado para los usos descritos en estas instrucciones.

Información de seguridad

- No sumerja la báscula en agua u otros líquidos.
- No coloque la báscula en alfombras o superficies blandas. Colóquela sólo en superficies planas y sólidas.
- No pise la báscula con los pies mojados y no use la báscula si la plataforma está húmeda. La humedad provocará que la superficie de la

báscula resbale.

- Cuando utilice la báscula por primera vez, o la cambie de sitio, debe encenderse, apagarse y encenderse de nuevo. Su superficie también debe estar libre de cualquier objeto de lo contrario, puede dar lugar a mediciones inexactas.
- Mantenga siempre las pilas fuera del alcance de bebés y niños. En caso de ingestión, tome medidas inmediatas y póngase en contacto con autoridades médicas para obtener ayuda.

Limpieza

Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. No utilice agentes de limpieza químicos / abrasivos.

Almacenamiento

Si no tiene la intención de utilizar la báscula durante un largo período de tiempo, quite las pilas y guarde la báscula en un lugar limpio y seco, lejos de la luz directa del sol.

Funcionamiento

Artículos incluidos

- 1 x báscula de baño
- 3 x pilas AAA


Antes de utilizar la báscula por primera vez, compruebe el contenido del embalaje para asegurarse de que todas las piezas estén libres de daños visibles.

Introducir pilas


Para poner las pilas, abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de la báscula y quite la cubierta del compartimiento. Inserte 3 pilas AAA, prestando atención a la polaridad.

Seleccione la unidad antes de usar

1. Espere hasta que aparezca "0.0lb".




2. Presione el botón UNIT en la parte posterior de la escala para seleccionar la unidad deseada (kg, lb o st).




Nota: Después de seleccionar la unidad, coloque la báscula sobre una superficie sólida y plana e inicie la medición como se describe a continuación. La báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos de inactividad.

Medición (con lb seleccionadas)

1. Coloque la báscula sobre una superficie sólida y plana.
2. Súbase sobre la báscula para encenderla.




3. Párese y la pantalla parpadeará tres veces mostrando la medición de peso. La báscula se apagará después de 10 segundos.




Nota: Si desea pesarse de nuevo, bájese por completo y vuelva a subirse a la báscula.

Mensajes indicadores

- "Lo" se muestra cuando la batería está baja. La báscula se apagará después de unos segundos. Cambie las pilas.



- "Err" se muestra cuando la báscula está sobrecargada. Retire inmediatamente el peso de la báscula para proteger los sensores.



Especificaciones

Capacidad: máxima 180kg / 400lb
Graduación: 0.05kg / 0.1lb
Unidades de peso: kg / lb / st: lb
Peso mínimo: 5kg
Pilas: 3 x AAA

Eliminación

Eliminación del producto



Bajo ninguna circunstancia se debe desechar este dispositivo en la basura normal. Este producto está sujeto a las disposiciones de las directivas europeas 2012/19/EU.

Elimine el dispositivo a través de una empresa o en un punto limpio. Por favor, observe las normas actuales en desecho de productos. Contacte con el centro municipal de desechos si tiene cualquier duda.

Eliminación de las pilas



Las pilas usadas no pueden ser desechadas en la basura doméstica.

Todos los consumidores están legalmente obligados a desechar las pilas en un punto de recogida proporcionado por su comunidad o en una tienda al por menor. La finalidad de esta obligación es asegurarse que las pilas son desechadas de una forma no contaminante. Tire únicamente las pilas cuando estén totalmente descargadas.



El embalaje está fabricado con material respetuoso con el medio ambiente y puede ser desechado en su centro de reciclaje local.

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Bilancia Pesapersona SimpleTaste. Questo manuale di istruzioni fornisce importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Usare il prodotto come descritto e conservare il manuale per il futuro. Se venderai o regalerai questa bilancia ad altre persone, ricordati di fornire anche questo manuale.

Descrizione delle Parti

1. Schermo LCD
2. Vano batterie
3. Tasto per unità di misura



Istruzioni per la Sicurezza

Prescrizioni per l'uso

Usare questo prodotto solo in ambienti domestici e non per scopi industriali o commerciali. Usare solo nei modi prescritti da questo manuale.

Informazioni per la sicurezza

- Non immergere la bilancia in acqua o in altri liquidi.
- Non posare la bilancia su tappeti o superfici morbide. Posizionarla solo su superfici piane e solide.
- Non salire sulla bilancia con piedi bagnati e non usare la bilancia se la pedana è umida.
L'umidità renderà scivolosa la superficie della bilancia.

- Quando si usa la bilancia per la prima volta, o dopo che la si sposta, bisogna accenderla, poi spegnerla e infine accenderla di nuovo. Non ci devono essere oggetti sopra la sua pedana. Non avere eseguito queste operazioni, potrebbe causare misurazioni imprecise.
- Tenere sempre le batterie lontano dalla portata di neonati e bambini per evitare ingerimenti. Se ingerite, agire immediatamente e contattare il pronto intervento.

Pulizia

Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. Non usare detergenti chimici/abrasivi.

Conservazione

Se non si userà la bilancia per molto tempo, rimuovere le batterie e conservare la bilancia in un luogo pulito, asciutto e riparato da luce solare diretta.

Operazioni

Accessori inclusi

1 x Bilancia Pesapersona

3 x Batterie AAA


Prima di usare la bilancia per la prima volta, controllare che il contenuto della confezione sia completo e non visibilmente danneggiato.

Inserire le batterie


Per inserire le batterie, aprire il vano batterie sul retro della bilancia e rimuovere la copertura del vano. Inserire 3 batterie AAA, rispettando la corretta polarità.

Scegliere l'unità prima dell'uso

1. Aspettare che appaia "0.0lb".




2. Premere il tasto UNITÀ sul retro della bilancia e selezionare l'unità di misura desiderata (kg, lb, o st).




Nota: Dopo aver scelto l'unità di misura, posizionare la bilancia su una superficie solida e piana e iniziare la misurazione come descritto di seguito. La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi di inattività.

Misurazione (con unità lb)

1. Posizionare la bilancia su una superficie solida e piana.
2. Salire sulla bilancia per attivarla.




3. Rimanere sulla bilancia: il display lampeggerà tre volte mostrando il peso rilevato. La bilancia si spegnerà dopo 10 secondi.




Nota: Se si vuole fare una nuova misurazione, scendere completamente e poi risalire sulla bilancia.

Messaggi

- "Lo" significa che la batteria è quasi scarica. La bilancia si spegnerà pochi secondi dopo questo messaggio. Cambiare le batterie.



- "Err" viene mostrato quando la bilancia è sovraccaricata. Togliere il peso da sopra la bilancia per non danneggiare i sensori.



Specifiche Tecniche

Capacità: massimo 180kg/400lb
 Graduazione: 0.05kg/0.1lb
 Unità di misura: kg/lb/st:lb
 Peso Minimo: 5kg
 Batterie: 3 x AAA

Smaltimento

Smaltimento dell'elettrodomestico



Non gettare mai l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento di questo prodotto è regolato dalla direttiva europea 2012/19/EU.

Per lo smaltimento dell'elettrodomestico, contattare un'agenzia di smaltimento specializzata o il comune. Si invita a rispettare le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Contattare il centro smaltimento rifiuti della propria area per informazioni e assistenza.

Smaltimento delle batterie



Le batterie usate non vanno smaltite insieme agli altri rifiuti domestici.

Tutti sono tenuti a disfarsi delle batterie nelle zone di smaltimento del proprio comune o nei negozi attrezzati. Le norme per lo smaltimento delle batterie sono fatte per evitare qualsiasi rischio di inquinamento. Le batterie vanno smaltite solo quando sono completamente scariche.



La confezione è fatta di materiale riciclabile e può essere smaltita nell'apposita raccolta differenziata.

说明书尺寸:105*145mm
封面:铜版纸128g 彩印
内页书写纸 黑白印刷

注意事项：国家标签在页面外侧



Customer Service/Kundenservice/Service Clients
Atención al cliente/Assistenza Clienti/カスタマーサービス

US

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +1 909-391-3888

(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm PST)

Email: ushelp@1byone.com

UK

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +44 158 241 2681

(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm UTC)

Email: ukwebhelp@1byone.com

FR

Pour vous assurez une assistance rapide en cas de problème, veuillez envoyer un e-mail.

Email: euhelp@1byone.com

IT

Per supporto immediato in caso di bisogno, la invitiamo a contattarci via email.

Email: euhelp@1byone.com

CA

To ensure speedy handling of your issue, please email us for assistance.

Email: cahelp@1byone.com

DE

Für eine zügige Bearbeitung ihres Problems, melden Sie sich bei uns wie folgt.

Email: euhelp@1byone.com

ES

Para garantizar una rápida atención de su problema, favor envíenos un email para ayudarlo.

Email: euhelp@1byone.com

JP

お客様の問題が直ちに解決されるため、ぜひメールにて弊社までご連絡ください。

Eメール：jphelp@1byone.com